

Serazym® Stuhltest-Kontrollen

Serazym® Stuhltest-Kontrollen zum Einsatz als externe QUALITÄTSKONTROLLEN in der Stuhldiagnostik

Die Anforderungen an die Qualitätssicherung der Laborergebnisse steigen. Um die Möglichkeiten zur Überprüfung der eigenen Diagnostik zu erweitern, wurde das Konzept der **Serazym® Stuhltest-Kontrollen** erarbeitet.



Festgelegte Versandtermine 2x im Jahr (Frühjahr und Herbst); Terminübersicht und Bestellformular auf clinical.goldstandarddiagnostics.com



Pro Set handelt es sich um jeweils zwei Fläschchen mit einer stabilisierten Stuhlsuspension für die gängigen Parameter der Stuhldiagnostik



Qualitative Sollergebnisse sind als Zertifikat auf der Homepage von Gold Standard Diagnostics Frankfurt nach Ablauf der Haltbarkeit (maximal 4 Wochen) zu finden

Bestellung als Dauerauftrag oder Einzelbestellung zu den angegebenen Bestellfristen



Produktion der angeforderten Sets



Auslieferung über Gold Standard Diagnostics Frankfurt GmbH



Nach Ablauf der Haltbarkeit werden die qualitativen Sollwerte auf der Homepage „clinical.goldstandarddiagnostics.com“ unter der Seite „Products“ sowie „Serazym® Stuhltest- Kontrollen“ veröffentlicht

Wichtig:

Die Kontrollen werden nur nach Vorbestellung produziert und geliefert und sind nur für den Einsatz in Serazym® Stuhl-EIA validiert

VERTRIEBEN VON Gold Standard Diagnostics Frankfurt GmbH
HERGESTELLT VON Seramun Diagnostica GmbH

+49 6074 23698-0 · info.frankfurt@eu.goldstandarddiagnostics.com · clinical.goldstandarddiagnostics.com

In den USA nicht erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertreter.

GSDB061.0224-DE


GOLD
STANDARD
DIAGNOSTICS